

LIFT PLUS™

60 SECOND FACE LIFT

ELEKTROSTIMULATOR MIŠIĆA LICA



!UPOZORENJE (MJERE OPREZA)

Molimo temeljito pročitajte sve upute i zadržite za buduću upotrebu.

Ovaj uređaj se može koristiti kod osoba sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, **samo ako su pod nadzorom ili upućeni na korištenje aparata (uređaja) na siguran način i razumiju opasnosti.**

Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje uređaja ne bi smjelo biti rađeno od strane djece, bez nadzora.

LIFT PLUS 60 SECOND FACE LIFT™

!UPOZORENJE (MJERE OPREZA)

Uređaj **NE SMIJETE KORISTITI** ako ste trudni ili ako imate bilo koje od navedenog : ugrađeni elektrostimulator srca (pacemaker), ako bolujete od srčane bolesti/poremećaja, ako primате terapiju za liječenje niskog krvnog tlaka, epilepsiju, multiplu sklerozu, ili se oporavljate od operativnog zahvata

- Posebno pripazite na kontaktno mjesto kuglaste elektrode kada se kreće u blizini oka. Uvjerite se da je kuglasta elektroda koja dodiruje kožu najmanje 1 cm od oka u svakom trenutku.
- Uređaj ne smijete koristiti na područjima kože s poremećajima kao što su : rosacea, gnojna akna, površinske ozljede kože, osjetljiva koža, ili preko ožiljaka, madeža ili proširenih vena.
- Ako provodljivi gel ili flasteri slučajno dospiju u oči, odmah oči obilno treba isprati vodom. Ako se iritacija očiju nastavi, zatražite savjet liječnika.
- Držati van dosega djece i kućnih ljubimaca

LIFT PLUS 60 SECOND FACE LIFT™

ZNANOST

Kako starimo, naši mišići lica gube tonus i bore postaju više definirane (izražene).

Elektrostimulator mišića lica *Rio Lift Plus* kombinira dvije salon tehnologije kako bi pomogao u podizanju tonusa mišića, pomlađivanju lica i podizanju kože lica.




- 1) **FARADIZACIJA** je oblik elektroterapije u kojoj se koristi metoda elektrostimulacije mišića (EMS). Električni impulsi odrađuju sav naporni rad umjesto Vas dok nježno podižu tonus mišića, učvršćuju opušteno lice, te pomlađuju kožu.



- 2) **IONTOFOREZA** je oblik elektroterapije u kojoj se koriste transdermalni flasteri s kolagenom i retinolom. Flaster sadrži djelatne tvari koje se oslobađaju i apsorbiraju duboko u kožu radi smanjivanja pojave sitnih linija i bora, te povećanja elastičnosti kože.

UPOZNAJTE SVOJ LIFTING UREĐAJ- SADRŽAJ PAKIRANJA



LCD zaslon

Kratkim pritiskom na (+) ili (-) tipke promijeniti ćete razinu intenziteta u pojedinačnim koracima.

Ako držite (+) ili (-) tipke brzo ćete se kretati kroz razine intenziteta.

Plavi LCD zaslon će ostati upaljen 5 sekundi, a zatim se isključiti ako nema pritiska na tipke.


Automatsko isključivanje: uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta, ako ga pritom ne koristite. Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i ugasiti.

60 sekundi mjerač: uređaj će se oglasiti svaki 60 sekundi ukazujući da je ciklus tretmana završen.

SADRŽAJ PAKIRANJA


1. Kuglaste elektrode (-) i (+)
2. LCD zaslon
3. Gumb Program/Uključi/Isključi
4. Gumb za povećanje razine jakosti (+)
5. Gumb za smanjenje razine jakosti (-)
6. Baterijski pretinac

UPUTE O BATERIJI



Za umetanje baterije u baterijski pretinac, povucite zaštitnu kvačicu i otvorite poklopac. Uložite alkalnu bateriju od 9V tip PP3 tako da oznaka polariteta + na bateriji bude usklađena s oznakom u baterijskom pretincu. Pritom pazite da vrpca za vađenje baterije ostane ispod baterije. Zatim vratite poklopac tako da u potpunosti prijanja na baterijski pretinac.

- Ukoliko uređaj na dulje vrijeme ne namjeravate koristiti, izvadite bateriju.
- NE SMIJETE koristiti punjive baterije.
- Prazne, istrošene baterije ne bacajte u komunalni otpad. Molimo odložite ih u posebno predviđene spremnike za odlaganje starih baterija.







KOŽNI TEST


VAŽNO : UVIJEK ispitajte djelovanje provodljivog gela na manje vidljivom dijelu kože, zbog moguće alergijske reakcije kože. Pričekajte 24 sata. Ako dođe do iritacije kože, odmah prekinite s tretmanom.

Također, ako dođe do alergijske reakcije prilikom prve primjene flastera s kolagenom i retinolom, odmah prekinite s tretmanom.

PROGRAMI I TRETMANI

PROGRAM	TRETMAN	TEHNOLOGIJA	GEL/FLASTERI
P1	P1 - UČVRŠĆIVANJE - Ritmične mišićne kontrakcije u trajanju od 2 sekunde za oblikovanje mišića uz kratku stanku od 3. sekunde između svakog električnog impulsa..	 Faradic	PROVODLJIVI GEL
P2	P2 – PROŠIRENO UČVRŠĆIVANJE -Nudi produženu mišićnu kontrakciju s unaprijed programiranim intenzitetom kako bi se pojačao/povećao učinak.	 Faradic	PROVODLJIVI GEL
P3	P3 - PODIZANJE TONUSA LUPKANJEM - Brza elektrostimulacija mišića koja oponaša pokrete lupkanja koji se primjenjuju kod dubinske masaže. Pulsirajuća, lupkajuća masaža traje 5 sekunda, potom slijedi stanka u trajanju od 3 sekunde	 Faradic	PROVODLJIVI GEL
P4	P4 – INFUZIJA - Iontoforeza infuzija koristi struje male jakosti kako bi se unijele djelatne tvari pripravka za obnovu kože duboko u kožu , te se na taj način koža oporavlja i pomlađuje.	 Galvanic	PROVODLJIVI GEL I FLASTERI

UPOTREBA UREĐAJA – FARADIZACIJA



Faradizacija je oblik elektroterapije koja se u kozmetičkim salonima primjenjuje preko 40 godina, pri čemu se elektrostimulacijom mišića (EMS) postiže blaga kontrakcija i opuštanje mišića lica te njihovo podizanje, učvršćivanje i podizanje tonusa. Ovaj način elektrostimulacije među ostalim pojačava lokalnu cirkulaciju, opskrbljujući kožne stanice s više kisika, te brže uklanja toksine.


Za najbolje rezultate preporučujemo slijediti tretman faradizacije svaki dan prvih nekoliko tjedana, naizmjenice programe 1, 2 i 3 svaki dan. Nakon toga perioda, korištenje je potrebno za održavanje dobrog tonusa.

Što možete očekivati da će te osjetiti

Na početku tretmana osjetit ćete lagano bockanje električnih impulsa, a kako se intenzitet povećava, primijetit ćete i kontrakcije mišića.

- Tijekom tretmana, mogli biste osjećati osjetljivost zuba, što je sasvim uobičajena pojava
- Učinkovita tonifikacija i učvršćivanje lica temelji se na laganoj i blagoj stimulirajućoj masaži mišića lica. Ukoliko za vrijeme tretmana elektrostimulacijom osjetite i najmanju nelagodu, trebali biste nanijeti više provodljivog gela, smanjiti intenzitet pritiskom na gumb (-), ili premjestiti uređaj s područja na kojem se vrši tretman.
- Za elektrostimulaciju mišića čela obično je potrebno odabrati višu razinu intenziteta. Pritisnite gumb (-) nekoliko puta prije premještanja uređaja na drugo područje lica.

PODRUČJA ZA TRETMAN FARADIZACIJOM




PODRUČJA ZA TRETMAN FARADIZACIJOM



ČELO I OBRVA

Jednu elektrodu namjestite odmah iznad završetka obrve, u sredini između obrve i ruba rasta kose. Uređaj namjestite ukoso tako da druga elektroda bude smještena u sredini između obrve i ruba rasta kose.



PODRUČJE ISPOD OKA

Kao vodič za postavljanje elektroda koristite rub gdje se nježna koža ispod oka spaja s očnom dupljom. Postavite jednu elektrodu na taj rub i točno ispod sredine oka. Druga elektroda bi trebala pratiti vanjski obris.



OBRAZI

Postavite elektrode ispod jagodične kosti i prateći dijagonalnu liniju jagodične kosti. Možda ćete morati lagano prilagoditi položaj uređaja kako bi odredili najbolji položaj za elektrode za vaše lice, koji ćete naći kada budete osjetili dovoljno snažnu kontrakciju uz manje peckanja.



PODRUČJE NOSA I USANA nazolabijalno područje

Nazolabijalne bore javljaju se između nosa i kutova usta. Postavite jednu elektrodu na najispupčeniji dio jagodice obraza, a drugu dijagonalno ispod nje prateći prirodnu liniju, tako da stoje paralelno s nazolabijalnim linijama. Ponovno napominjemo, možda ćete morati lagano prilagoditi položaj uređaja kako bi odredili najbolji položaj za elektrode za vaše lice, koji ćete naći kada budete osjetili najsnažniju kontrakciju mišića.



GORNJA I DONJA USNA

Postavite elektrode simetrično odmah iznad ruba usne. Pojačajte intenzitet kako biste dobro osjetili kontrakciju. Ponovite postupak odmah ispod donje usne. Ako Vam se učini da se usne povlače nejednako u jednu stranu, to je sasvim uobičajena pojava.



BRADA

Pratite nazolabijalnu liniju dijagonalno prema dolje i postavite elektrodu s obje strane nazolabijalne linije na rub vilice. Povećajte intenzitet dok ne nađete najbolji položaj. Možda ćete morati lagano podesiti položaj



VRAT

Postavite elektrode u pravcu ispod ušne resice. Za postizanje najboljeg položaja, držite elektrode u okomitom pravcu, ali uređajem lagano klizite prema naprijed ili natrag dok ne budete osjetili najsnažniju kontrakciju mišića. Premjestite uređaj prema sredini vrata odmah ispod vilice. Povećajte intenzitet i uređajem lagano klizite prema natrag dok ne nađete najbolji položaj.




PODRUČJE IZA UHA

Postavite elektrode odmah do ruba rasta kose najviše što možete a da pritom ne dodirujete uši. Ovaj je položaj odličan za snažnu kontrakciju kroz cijeli vrat.



1. KORAK

Na obje elektrode nanesite obilnu količinu provodljivog gela kako bi kontakt s kožom bio što bolji.



2. KORAK


Uređaj uključite kratkim pritiskom na gumb Program/Uključi /Isključi, upalit će se zeleno svjetlo na svjetlosnom indikatoru. Uređaj će započeti s radom u Programu 1, svjetlosni indikator za Program/Uključeno /Isključeno zasvijetlit će jedanput.

Napomena: Za odabir Programa 2, još jedanput kratko pritisnite gumb Program/Uključi /Isključi. Svjetlosni indikator zasvijetlit će dva puta kako bi označio odabir Programa 2.



3. KORAK

Obje elektrode postavite na čistu kožu prvog područja odabranog za tretman.



4. KORAK


Povećajte razinu intenziteta pritiskom na gumb (+), i prema potrebi premjestite elektrode dok ne osjetite mišićnu kontrakciju. Ukoliko se ne osjećate ugodno, smanjite jakost pritiskom gumba (-).

Napomena: Potrebno je prilagoditi jakost intenziteta prilikom tretmana različitih dijelova lica.



5. KORAK

Uređaj zadržite na istom mjestu u trajanju od 60 sekundi kako bi tretman tog područja bio izveden u cijelosti. Nakon 60 sekunda, smanjite razinu intenziteta prije prelaska na sljedeće područje za tretman.




6. KORAK


Kako bi nakon uporabe uređaj isključili, pritisnite i 2 sekunde držite gumb Program/Uključi /Isključi pritisnutim.

Napomena: Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta, ako ga pritom ne koristite..

NAUČITE SVOJE MIŠIĆE LICA



GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)



Lift Plus transdermalni flasteri sadrže pozitivno nabijen kolagen i retinol kao sredstvo protiv bora i starenja. Postavljanjem pozitivnog kontakta na flaster i negativnog kontakta na kožu ti aktivni sastojci se izravno unose u kožu.

GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)



TRETMAN

Preporučujemo tretman transdermalnim flasterima s kolagenom i retinolom samo jedanput u 24 sata. Ako imate osjetljivu kožu, preporučujemo razmak od 48 sati između tretmana.

ŠTO MOŽETE OSIJETITI TIJEKOM TRETMANA

Transdermalni flasteri oblikovani su tako da pristaju na područje ispod oka, preko čela, oko usta i preko brade. Tijekom programa oslobađanja i apsorpcije pripravka, osjetit ćete neprekidne i brze električne impulse.







Preporučujemo Vam da započnete s najnižom razinom intenziteta za svako područje tretmana, te da postupno pojačavate intenzitet dok ne osjetite snažno peckanje.

GALVANSKA INFUZIJA- IONTOFOREZA (OSLOBAĐANJE I APSORPCIJA PRIPRAVKA)

INFORMACIJE O TRANSDERMALNIM FLASTERIMA


- Najučinkovitiji dio oslobađanja i apsorpcije djelatnih tvari iz flastera događa se u prvih 5-15 minuta za svako pojedino područje tretmana. Međutim, flasteri mogu ostati na licu i do sat vremena.
- Retinol brzo gubi svoja svojstva, stoga Vam savjetujemo da flastere držite na hladnom i suhom mjestu, te podalje od djelovanja sunčevih zraka. Možete ih čak spremati i u hladnjak, kako biste za tretman imali rashađen flaster s pripravkom.
- Retinol može prouzročiti pojačanu osjetljivost kože na sunce. Nakon tretmana pomoću transdermalnih flastera preporučujemo primjenu kreme s visokim zaštitnim faktorom protiv djelovanja sunčevih zraka.
- Pazite da flasteri dobro prijanjaju na kožu lica prije početka tretmana kako se ne bi odlijepili.
- Prilikom prelaženja s kuglastim elektrodama uređaja preko flastera i kože koristite laganije pokrete.
- Transdermalni flasteri namijenjeni su isključivo za jednokratnu uporabu.

PODRUČJA ZA TRETMAN IONTOFOREZOM :

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------|
|  | PODRUČJE IZMEĐU NOSA I USTA |  | ČELO |
|  | BRADA |  | BORE "SMIJALICE" |
|  | GORNJA USNA (flaster s pregibom) |  | ISPOD OKA |



VAŽNO: Kod programa oslobađanja i apsorpcije pripravka morate voditi računa o polaritetu elektroda. Pozitivna elektroda (+) mora biti na flasteru, dok negativna elektroda ostaje na koži.



1. KORAK

Koža mora biti čista i suha. Nemojte nanositi hidratantnu kremu ili losion. Vrh vrećice s flasterom otkinite po perforiranom rubu. Izvadite flaster iz plastičnog omota i odlijepite zaštitinu traku s flastera.




2. KORAK

Stavite jedan flaster na željeno područje tretmana. Drugi flaster stavite na suprotnu stranu lica.



3. KORAK

Nanesite obilnu količinu provodljivog gela na (-) kuglastu elektrodu. Uvijek nanesite dosta provodljivog gela kako bi elektrode što bolje prijanjale na kožu.



4. KORAK

Pritisnite tipku On / Off 3 sekunde za uključivanje. Nakon što se uključi, uređaj će se oglasiti i plavi LCD zaslon će biti osvijetljen. Uređaj će početi sa Programom 1.

Ponovno pritisnite na Tipku on/off za odabir programa 4.




5. KORAK

Držeći negativnu elektrodu na koži, a pozitivnu elektrodu na flasteru, polako i lagano prelazite naprijed i natrag preko flastera. Pojačajte intenzitet pritiskom na tipku (+) dok ne osjetite ujednačeno peckanje. Možete birati između 10 razina intenziteta.



Napomena: Ako su u bilo kojem trenutku trnci neugodni, smanjite intenzitet pritiskom na tipku/gumb (-) . Pritiskom na tipku/gumb (+) ili (-) brzo će te regulirati razinu intenziteta.



6. KORAK

Polako i lagano prelazite naprijed i natrag preko flastera u trajanju **od 60 sekunda**. Nakon 60 sekundi, uređaj će se oglasiti što znači da bi trebali prijeći na drugi flaster.




7. KORAK

Ponovite postupak i preko drugog flastera.

Nastavite tretman naizmjenice na jednom i drugom flasteru oko **10–30 minuta**

Napomena: Flastere možete ostaviti na licu najviše sat vremena kako bi se apsorpcija lagano nastavila. Nakon što uklonite flaster, ostatak pripravka možete utrljati u kožu.



8. KORAK

Kako biste nakon uporabe uređaj isključili, pritisnite i oko tri sekunde držite gumb On/Off pritisnutim.

OPĆE INFORMACIJE

- Čistoću uređaja održavajte brisanjem pomoću vlažnog ubrusa. NE SMIJETE koristiti otapala ili deterdžente.
- Uređaj NE SMIJETE uranjati u vodu.
- Uređaj NE SMIJETE rastavljati ili popravljati. Korisnik NE SMIJE samostalno vršiti popravke dijelova uređaja. Ukoliko imate problema s radom uređaja, zatražite savjet ovlaštenog distributera i zastupnika.
- Ako uočite kvar ili oštećenje uređaja, nemojte ga koristiti.
- Uređaj NE SMIJETE rabiti u blizini drugih uređaja koji u radu odašilju kratke valove ili mikrovalove.
- Ukoliko uočite neočekivane probleme u radu uređaja, postoji mogućnost da se radi o vanjskim elektromagnetskim smetnjama, npr. zbog rada drugih električnih motora/zvučnika. U tom slučaju, premjestite uređaj i ponovno ga uključite kako bi uređaj mogao u potpunosti i nesmetano nastaviti s radom.

ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG UREĐAJA



Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, EE otpad ne smijete odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, već imate obvezu takav otpad prikupiti odvojeno.

Radi sprječavanja mogućeg štetnog utjecaja na okoliš ili na zdravlje ljudi, molimo Vas da EE otpad odvojeno prikupite te da ga predate ovlaštenoj osobi za skupljanje EE otpada, da bi se omogućila ponovna uporaba, rastavljanje i uporaba, uključujući i recikliranje EE otpada.

Molimo da dotrajali uređaj odložite na otpad prema važećim zakonskim odredbama o odlaganju električnog i elektroničkog otpada.

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima i otisnuta je na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji.

(Informacije o zbrinjavanju EE otpada zatražite pozivom na besplatni broj 0800 444 110, ili na www.eeotpad.com).

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Za sve dodatne informacije o uporabi uređaja i uvjetima jamstva, obratite se ovlaštenom distributeru i zastupniku.

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity možete naći na internetu, na adresi www.medikor.info

Zastupnik za RH
MEDIKOR d.o.o.

Jaruščica 9e, 10 000 Zagreb

tel 01 3689 666

fax 01 3666 000

e-mail info@medikor.hr

www.medikor.hr

PREPORUČUJEMO



Eye Refresh je umirujući i osvježavajući tretman za osjetljivo područje oko očiju.

Korištenje Peltier tehnologije, Eye Refresh omogućuje zagrijavanje termoterapijom i nježno hlađenje krioterapijskim tretmanom.

Zagrijavanje pomaže apsorpciju Contour Eye seruma u kožu uz poticanje apsorpcije hranjivih tvari i kisika.

Hlađenje kože, hladi kožu i pomaže u zadržavanju aktivnih tvari iz seruma kao pomoć u borbi protiv podočnjaka i natečenost.



Uređaji za ljepotu

JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA



Kvalitetom do zdravlja

Hvala Vam što ste kupili Rio proizvod. Svi Rio proizvodi imaju garanciju u trajanju od 2 godine od dana kupnje . Molimo Vas da čuvate račun i ovjereni jamstveni list kako biste mogli ostvariti pravo na popravak ili zamjenu proizvoda unutar jamstvenog roka. **Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom.**

U jamstvenom roku Medikor d.o.o. se obvezuje da će :

1. Omogućiti dijelove potrebne za popravak proizvoda
2. Popraviti proizvod: Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja
3. Zamijeniti proizvod: Ukoliko se proizvod ne može popraviti biti će zamijenjen novim proizvodom. Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja.

Napomene !

- Jamstvo **ne pokriva** normalno trošenje i habanje proizvoda. Dijelovi koji su normalno podložni zamjeni nakon određenog vremena, nisu uključeni u jamstvo.
- Jamstvo **ne pokriva** slučajna oštećenja koja su rezultat nemara, neispravne i neoprezne uporabe, zanemarivanja uputstava ili uporabe proizvoda na drugačiji način od onog propisanog u uputstvima.
- Rio proizvod popravljiva isključivo Medikor d.o.o. Da biste ostvarili jamstvo potrebno je donijeti račun odnosno dokaz o kupnji proizvoda. Ukoliko kupac ne posjeduje račun trošak popravka proizvoda snosi kupac.
- Popravak ili zamjena Rio proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

TIP/MODEL PROIZVODA

SERIJSKI BROJ PROIZVODA :

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

Zastupnik za Hrvatsku:
MEDIKOR d.o.o.
Jarušćica 9 e
10000 Zagreb
Tel: 01/3689 666
e-mail: info@medikor.hr

Servis:
MEDIKOR d.o.o.
Falerovo šetalište 22
10000 Zagreb
Tel: 01/3667 212

