



**HR Uređaj za mikrodermoabraziju
Pureo Derma Peel**

Upute za upotrebu.....1



Pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu i zadržite ih za kasniju upotrebu, pazite da budu dostupne drugim korisnicima i pridržavajte se navedenih smjernica.

UPOZORENJE

- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu / privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.
- Ovaj uređaj nije prikladan za osobe mlađe od 18 godina.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati osobe ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva ili znanja samo ako su pod nadzorom ili ako su upućene u siguran način upotrebe uređaja i svjesne su posljedičnih rizika upotrebe.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom.
- Ako je strujni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga se odložiti na otpad. Ako se ne može ukloniti, uređaj se mora odložiti na otpad.

Sadržaj

- 1. Upoznavanje s uređajem**
- 2. Znakovi i simboli**
- 3. Primjena**
- 4. Sigurnosne napomene**
- 5. Opis uređaja**
- 6. Upotreba**
 - 6.1. Testiranje uređaja na koži
 - 6.2. Upotreba uređaja
 - 6.3. Područja primjene
- 7. Čišćenje i održavanje**
- 8. Često postavljena pitanja**
- 9. Odlaganje na otpad**
- 10. Tehnički podaci**
- 11. Zamjenski i potrošni dijelovi**
- 12. Jamstvo / servis**

Uključeno u dostavu

- **1 x osnovna jedinica FC 100**
- **1 x ručni dio**
- **1 x priključak za precizan rad**
- **1 x grubi priključak**
- **1 x veliki priključak**
- **20 x jednokratni filter**
- **1 x adapter za struju**
- **Ove upute za upotrebu**

Dragi kupče,

Hvala Vam što ste odabrali proizvod iz naše ponude. Naše ime predstavlja visokokvalitetne, temeljito ispitane proizvode za primjenu na područjima topline, težine, krvnoga tlaka, tjelesne temperature, pulsa, nježne terapije, masaže, ljepote i zraka.



Srdačno,
Vaš Beurer tim









1. Upoznavanje s uređajem

Pureo Derma Peel FC100 omogućuje profesionalne pilinge lica postupkom mikrodermoabrazije. Kvalitetan safirni premaz upotrebljava se za nježno uklanjanje suvišnih stanica kože, a vrhunska vakuumska tehnologija osjetno poboljšava teksturu kože i cirkulaciju. Tretman također stimulira obnavljanje stanica što kožu čini mekšom i glađom.

2. Znakovi i simboli

U ovim uputama za upotrebu i na uređaju pojavljuju se sljedeći simboli:

	UPOZORENJE Upozorenje koje upućuje na rizik od ozljede ili štetnosti za zdravlje.
	VAŽNO Sigurnosna napomena koja ukazuje na moguća oštećenja uređaja ili dodatnog pribora.

	OPASNOST Ovaj se uređaj ne smije upotrebljavati u blizini vode ili u vodi (npr. u umivaoniku ili kadi ili pod tušem) - opasnost od strujnog udara!
	Napomena Napomena o važnim informacijama
	Pridržavajte se uputa za upotrebu.
	Uređaj je dvostruko zaštićen.
	Uređaj odložite na otpad u skladu s direktivom Europske unije - OEEO (otpadna električna i elektronička oprema).
	Proizvođač
	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
	Pakiranje odložite na ekološki prihvatljiv način

3. Primjena

Uređaj je isključivo namijenjen primjeni na licu (osim na području oko očiju i usta) odraslih osoba.

Uređaj nemojte upotrebljavati na životinjama!

Uređaj je prikladan samo u namijenjenu svrhu i kako je navedeno u ovim uputama za upotrebu.

Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili nepažnjom.

4. Sigurnosne napomene

- Opasnost od gušenja materijalom za pakiranje. Držite ambalažu dalje od djece.
- Prije upotrebe pregledajte uređaj i pribor da provjerite ima li kakvih vidljivih oštećenja. Ako sumnjate, nemojte upotrebljavati uređaj i kontaktirajte svog prodavača ili korisničku službu na navedenoj adresi.
- Adapter za struju držite podalje od vode.



OPASNOST

Ovaj se uređaj ne smije upotrebljavati u blizini vode ili u vodi (npr. u umivaoniku ili pod tušem ili u kadi) - opasnost od strujnog udara!



UPOZORENJE

NE upotrebljavajte uređaj

- na ispucaljoj koži
- na otvorenim ranama
- u području oko očiju ili na ustima
- na bilo kojem dijelu tijela osim na licu (osim na području oko očiju i usta)
- ako imate neku kožnu bolest (npr. herpes, vaskularne bolesti ili izrasline na koži)
- ako imate rak kože
- ako patite od iritacije kože
- neposredno nakon sunčanja ili ako imate opekline
- ako uzimate lijekove koji sadrže steroide
- ako uzimate sredstva za razrjeđivanje krvi
- ako imate multiplu sklerozu, dijabetes ili autoimuni poremećaj

UPOZORENJE

Uređaj smijete rukovati samo na sljedeći način i samo s isporučenom jedinicom napajanja na naponu naznačenom na jedinici napajanja.


VAŽNO

Popravke električnih uređaja smije izvoditi samo stručno osoblje. Nepravilni popravci mogu korisnike izložiti značajnoj opasnosti. U slučaju kvara ili oštećenja, uređaj odnesite na popravak kod ovlaštenog servisera.

UPOZORENJE

- Uređaj upotrebljavajte samo u suhim prostorijama (npr. nikada kupaonici ili sauni).
- Nikada ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Odmah izvadite adapter iz utičnice.
- Ne ispuštajte uređaj i ne izlažite ga udarcima.
- Nemojte pritiskati ili stezati strujni kabel.
- Pazite da strujni kabel i adapter ne dolaze u kontakt s vodom, parom ili drugim tekućinama.

5. Opis uređaja



1. Zrcalo	7. Prikaz razine intenziteta (razina 1-5)
2. Priključak za precizan rad s mekim safirnim premazom, pogodan za precizan tretman malih površina (npr. u području nosa)	8. - / + tipke za namještanje razine intenziteta
3. Veliki priključak s mekim safirnim premazom, prikladan za osjetljivu kožu	9. Tipka za otvaranje
4. Grubi priključak s grubim safirnim premazom, pogodan za intenzivan tretman problematičnih područja	10. Prekidač
5. Kutija za pohranu s jednokratnim filtrima	11. Cijev
6. Ručni uređaj	

6. Upotreba

Napomena

Prije nego što počnete upotrebljavati uređaj, pobrinite se da Vam je lice čisto, suho i bez tragova proizvoda, poput pudera, kreme ili šminke.

6.1 Testiranje uređaja na koži

Provedite test na koži 24 sata prije upotrebe uređaja. Testirajte uređaj na najnižoj razini intenziteta na malim, neuočljivim dijelovima vrata. Ako je nakon 24 sata testirano područje crveno ili bolno, nemojte upotrebljavati uređaj.

UPOZORENJE


- Ne upotrebljavajte uređaj više od jednom tjedno.
- Neposredno nakon upotrebe, tretirana koža može blago pocrvenjeti, a u vrlo rijetkim slučajevima mogu postojati male mrlje krvi ispod kože.
- Jedan dan prije i jedan dan nakon upotrebe, izbjegavajte aktivnosti koje prouzrokuju znojenje, kao što su saune, solariji i izlaganje suncu.

Napomena


Uređaj se također može upotrebljavati dva puta tjedno na neosjetljivoj problematičnoj koži (s pauzom od najmanje 48 sati između tretmana).

6.2 Upotreba uređaja


1. Spojite adapter na uređaj i umetnite adapter u utičnicu za struju.




2. Pritisnite **tipku za otvaranje** da biste otvorili uređaj.



3. Umetnite filter za jednokratnu upotrebu na kraj cijevi.



4. Spojite kraj cijevi na ručni uređaj.



5. Postavite priključak koji želite upotrebljavati na vrh ručnog uređaja.



6. Sada pritisnite **prekidač** za uključivanje uređaja. Prikaz razine intenziteta počinje svijetliti. Sada ste na najnižoj razini intenziteta.



7. Započnite tretman u početku s najnižim intenzitetom. Stavite ručni uređaj na lice i prelazite njim preko kože. Pazite da ručni uređaj ne prijeđe više od jednom preko jednog dijela lica. Daljnje pojedinosti o tretmanu mogu se naći u odjeljku "6.3 Područja primjene".

Ako Vam najniža razina intenziteta nije dovoljno jaka, možete je promijeniti pritiskom na **tipke - / +**.


Napomena

Pritisak koji vršite kada upotrebljavate uređaj trebao bi biti ugodan i ne bolan. Nakon upotrebe treba

očekivati lagano crvenilo.

8. Kad završite s upotrebom uređaja, pritisnite **prekidač** da biste ga isključili i izvukli adapter iz utičnice.

9. Promijenite jednokratni filter nakon svake upotrebe. Da biste to učinili, odvojite ručni uređaj od cijevi. Pomoću pincete uklonite filter za jednokratnu upotrebu.



6.3 Područja primjene

i Napomena

Provjerite je li dio lica koji tretirate zategnut kada prolazite ručnim uređajem preko kože.

To možete učiniti zatezanjem kože u stranu ili prema dolje slobodnom rukom.

Čelo:

Pomičite ručni uređaj polako i ravnomjerno prema van od središta čela. Pazite da niti jedan dio kože ne tretirate više puta.



Sljepoočnice:

Pomičite ručni uređaj prema van prema liniji kose. Ponovite to s lijeve i desne strane nosa. Pazite da je uređaj udaljen najmanje jedan centimetar od očiju.



Nos:

Pomičite ručni uređaj prema dolje od sredine korijena nosa. Ponovite to s lijeve i desne strane nosa.



Obrazi:

Pomičite ručni uređaj preko obraza prema van.



Oko usta:

Pomičite ručni uređaj paralelno s gornjom usnom od sredine ulijevo i udesno. Pomičite ručni uređaj prema gore od sredine donje usne ulijevo i udesno. Pazite da ne dodirujete usne.



7. Čišćenje i održavanje

- Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
- Dezinficirajte priključke standardnim dezinficijensom nakon svake upotrebe.
- Promijenite jednokratni filter nakon svake upotrebe.
- Uređaj očistite od prljavštine suhom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.
- Zaštitite uređaj od udaraca, vlage, prašine, kemikalija, značajnih promjena temperature i obližnjih izvora topline (pećnice, grijači).

8. Često postavljena pitanja

Je li Pureo Derma Peel FC100 prikladan za sve tipove kože?

Pureo Derma Peel FC100 prikladan je za sve tipove kože. Može se koristiti na masnoj, suhoj i mješovitoj koži. Također je pogodan za sve boje kože.

Je li tehnologija u Pureo Derma Peel FC100 sigurna?

Pureo Derma Peel FC100 temelji se na sigurnoj postupku mikrodermabrazije. Ovo uklanja samo višak stanica kože u samom gornjem sloju kože i ne utječe na ostale slojeve kože.

Je li upotreba Pureo Derma Peel FC100 bolna?

Ne, upotreba Pureo Derma Peel FC100 trebala bi biti nježna i bezbolna. Na vrlo osjetljivoj koži korisnici mogu u rijetkim slučajevima osjetiti lagano peckanje. Ako, pak, tijekom upotrebe uređaja osjetite bol, smanjite intenzitet.

Koliko traje tretman Pureo Derma Peel FC100?

Duljina tretmana može varirati ovisno o području koje se tretira. Potpuni tretman lica traje oko 20 minuta.

Koliko često trebam koristiti Pureo Derma Peel FC100?

Preporučujemo upotrebu Pureo Derma Peel FC100 jednom tjedno, a između tretmana trebate pričekati najmanje 48 sati.

Uređaj možete koristiti i dva puta tjedno na neosjetljivoj problematičnoj koži. Prije upotrebe mora se provesti test na koži. Zaštitite kožu od sunca nakon upotrebe uređaja.

Koje mjere opreza treba poduzeti nakon tretmana?

Prije izlaganja suncu, prva tri dana nakon tretmana koristite zaštitu od sunca. Prva tri dana nakon tretmana NEMOJTE provoditi nikakav mehanički / kemijski tretman pilinga, elektrolize ili uklanjanja dlaka s lica i NE upotrebljavajte proizvode za uklanjanje dlaka. Možete nanijeti šminku odmah nakon tretmana.

9. Odlaganje na otpad

Iz ekoloških razloga nemojte stavljati uređaj u kućni otpad nakon prestanka njegove korisnosti. Odložite ga na prikladnom mjestu za skupljanje ili recikliranje otpada.

Kod odlaganja se pridržavajte direktive Europske komisije – OEEO (Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi). Ako imate ikakvih pitanja, kontaktirajte lokalne vlasti odgovorne za odlaganje otpada.



10. Tehnički podaci

Napajanje	Ulaz: 100-240 V AC, 50/60 Hz Izlaz: 12 V, 600 mA
Dimenzije	Ø 21,5 x 8,8 cm
Masa	Približno 869 g

11. Zamjenski i potrošni dijelovi

Zamjenski i potrošni dijelovi dostupni su na navedenim adresama servisa pod navedenim brojem materijala.

Oznaka	Broj artikla i/ili broj narudžbe
20 jednokratnih filtara	163.546
Priključak za precizan rad	163.557
Grubi priključak	163.556
Veliki priključak	163.555

12. Jamstvo/servis

U slučaju reklamacije pod jamstvom kontaktirajte lokalnog distributera ili predstavnika navedenog na popisu: „međunarodni servis“.

U slučaju povrata robe molimo priložite kopiju računa te kratko izvješće o neispravnosti.

Uvjeti jamstva su sljedeći:

1. Razdoblje trajanja jamstva proizvoda tvrtke BEURER je ili 3 godine ili – ako je duže – razdoblje trajanja jamstva određeno od strane pojedinih zemalja koje počinje datumom kupnje.

U slučaju reklamacije pod jamstvom, datum kupnje treba dokazati predočenjem računa ili fakture.

2. Popravci (cijela jedinica ili dio) ne produžuju razdoblje trajanja jamstva.

3. Jamstvo ne vrijedi za oštećenja prouzročena:

a. nepravilnom upotrebom, npr. nepoštivanjem uputa za korisnike.

b. popravaka ili neovlaštenog diranja od strane kupca ili neovlaštene treće strane.

c. prevoženjem od mjesta proizvođača do mjesta kupca ili tijekom prevoženja do servisa.

d. Jamstvo ne vrijedi za dodatke koji se inače troše (baterije, manžete itd.)

4. Odgovornost za direktne ili indirektne posljedične gubitke prouzročene jedinicom nije uključena u jamstvo čak iako je oštećenje jedinice prihvaćeno kao reklamacija pod jamstvom.

Podložno pogreškama i izmjenama.



JAMSTVENI LIST

Hvala što ste kupili proizvod marke BEURER. Proizvod je izrađen s osobitom pozornošću od visokokvalitetnih materijala. Izrađen je tako da budete njime u cijelosti zadovoljni, pod uvjetom da njime rukujete ispravno i da ga održavate prema uputi o uporabi. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi **tri godine** od dana njegove kupnje. Beurer jamči ispravnost konstrukcije, izrade i materijala. Unutar jamstvenog roka Medikor će o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili njegove neispravne dijelove. Davalac jamstva se obvezuje u razumnom roku izvršiti popravak od dana prijave kvara.

Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom. Popravak ili zamjena Beurer proizvoda tijekom jamstvenog roka pružava jamstveni rok.

NAPOMENA: JAMSTVENI ROK NE OBUHVAĆA BATERIJSKE ULOŠKE

Jamstvo ne obuhvaća:

- troškove štete nastale u transportu
 - troškove nastale zbog popravka od strane neovlaštenih osoba. Ukoliko bude potrebno obratite se ovlaštenom servisu.
 - troškove povremene kontrole i održavanja;
 - kvarove i trošenje pribora ili dodataka samoj glavnoj jedinici uređaja;
 - oštećenja bilo koje vrste, uključivši ona nastala nezgodom ili neispravnim rukovanjem.
 - jamstvo vrijedi samo ako se pošalje cijeli proizvod zajedno s jamstvenim listom i originalnim računom.
- Jamstveni list mora biti potpuno popunjen i Medikor pridržava pravo odbiti reklamaciju u slučaju ikakvih nejasnoća u navedenim podacima.

TIP/MODEL PROIZVODA

SERIJSKI BROJ PROIZVODA (na stražnjoj strani proizvoda):

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

Zastupnik za Hrvatsku:
MEDIKOR d.o.o.
Jarušćica 9 e
10000 Zagreb
Tel: 01/3689 666
e-mail: info@medikor.hr

Servis: Drogerija
MEDIKOR d.o.o.
Tratinska 58
10000 Zagreb
Tel: 01/3689 699

